

Product specifications

콘택트렌즈에 대해 자세히 알아보려면 여기를 참조하세요.
www.coopervision.co.kr



제품명 Product	정점 굴절력 Sphere Power (DS)*	원주 굴절력 Cylinder Power (DC)	원주 축 Axis °	ADD 도수 Add Power (D)	디자인 Design	착용기간 Wear Schedule & Replacement Frequency	내면곡률반경 Base Curve (mm)	렌즈 직경 Diameter (mm)	렌즈 재질 Material USAN	함수율 Water content (%)	산소 투과율 Oxygen transmissibility Dk/t†	자외선 차단 등급 UV Blocking‡ & Class	가시성 색조 Visibility Tint
 MyDay® daily disposable	-12.00 to -6.50 (0.50 단위) -6.00 to -0.25 (0.25 단위) +0.25 to +5.00 (0.25 단위) +5.50 to +8.00 (0.50 단위)	— —	— —	— —	Asphere	매일착용 소프트렌즈 Daily wear; 1 day replacement	8.4	14.2	실리콘 하이드로겔 stenfilcon A	54	100	Class 2	Yes
 MyDay® toric	-10.00 to -6.50 (0.50 단위) -6.00 to Plano (0.25 단위) +0.25 to +6.00 (0.25 단위) +6.50 to +8.00 (0.50 단위)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10 to 180 (10 단위)	— —	Toric	매일착용 소프트렌즈 Daily wear; 1 day replacement	8.6	14.5	실리콘 하이드로겔 stenfilcon A	54	80	Class 2	Yes
 Proclear® 1 day	-12.00 to -6.50 (0.50 단위) -6.00 to -0.25 (0.25 단위) +0.25 to +5.00 (0.25 단위) +5.50 to +8.00 (0.50 단위)	— —	— —	— —	Asphere	매일착용 소프트렌즈 Daily wear; 1 day replacement	8.7	14.2	PC-하이드로겔 omafilcon A	60	28	No	Yes
 Proclear® 1 day multifocal	-10.00 to -6.50 (0.50 단위) -6.00 to +6.00 (0.25 단위)	— —	— —	Single power profile +1.50D (Could fit adds up to +2.50)	Multifocal	매일착용 소프트렌즈 Daily wear; 1 day replacement	8.7	14.2	PC-하이드로겔 omafilcon A	60	28	No	Yes
 MiSight® 1 day	-10.00 to -6.50 (0.50 단위) -6.00 to +0.25 (0.25 단위)	— —	— —	Treatment zones offer + 2.00D of myopic defocus	Dual-focus	매일착용 소프트렌즈 Daily wear; 1 day replacement	8.7	14.2	omafilcon A	60	28	No	Yes

* 근시 제품의 Plano 렌즈 사용 가능 여부는 시장 또는 고객에 따라 다를 수 있습니다.

† (@-3.00DS) x 10⁻⁹ [(cm/sec) x (ml O₂)/(ml x mmHg)]

‡ UV 흡수 콘택트렌즈는 눈과 주변 부위를 완전히 덮지 않기 때문에, 자외선 흡수 고글 또는 선글라스와 같은 보호용 UV 흡수 안경류를 대체하지 않습니다. 고객은 전문가의 지시에 따라 UV 흡수 안경류를 계속 사용해야 합니다.

Product specifications

콘택트렌즈에 대해 자세히 알아보려면 여기를 참조하세요.
www.coopervision.co.kr



제품명 Product	정점 굴절력 Sphere Power (DS)*	원주 굴절력 Cylinder Power (DC)	원주 축 Axis °	ADD 도수 Add Power (D)	디자인 Design	착용기간 Wear Schedule & Replacement Frequency	내면곡률반경 Base Curve (mm)	렌즈 직경 Diameter (mm)	렌즈 재질 Material USAN	함수율 Water content (%)	산소 투과율 Oxygen transmissibility Dk/t†	자외선 차단 등급 UV Blocking‡ & Class	가시성 색조 Visibility Tint
 clariti® 1 day sphere	-10.00 to -6.50 (0.50 단위) -6.00 to -0.50 (0.25 단위) +0.50 to +6.00 (0.25 단위) +6.50 to +8.00 (0.50 단위)	— —	— —	— —	Asphere	매일착용 소프트렌즈 Daily wear; 1 day replacement	8.6	14.1	실리콘 하이드로겔 stenfilcon A	56	86	Class 2	No
 clariti® 1 day toric	-9.00 to -6.50 (0.50 단위)	-0.75 -1.25 -1.75	10, 20, 60, 70, 80, 90 100, 110, 120, 160 170, 180	— —	Toric	매일착용 소프트렌즈 Daily wear; 1 day replacement	8.6	14.3	실리콘 하이드로겔 stenfilcon A	56	57	Class 2	No
		-2.25	10, 20 90, 160 170, 180										
	-6.00DS to Plano (0.25 단위)	-2.25	10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170, 180										
		-0.75 -1.25 -1.75	10 to 180 (10 단위)										
+0.25 to +4.00 (0.25 단위)	-0.75 -1.25 -1.75	10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170, 180											
 clariti® 1 day multifocal	-6.00 to +5.00 (0.25 단위)	— —	— —	Low: Up to +1.25 High: +1.50 to +2.25	Multifocal	매일착용 소프트렌즈 Daily wear; 1 day replacement	8.6	14.1	실리콘 하이드로겔 stenfilcon A	56	86	Class 2	No

* 근시 제품의 Plano 렌즈 사용 가능 여부는 시장 또는 고객에 따라 다를 수 있습니다.

† (@-3.00DS) x 10⁻⁹ [(cm/sec) x (ml O₂)/(ml x mmHg)]

‡ UV 흡수 콘택트렌즈는 눈과 주변 부위를 완전히 덮지 않기 때문에, 자외선 흡수 고글 또는 선글라스와 같은 보호용 UV 흡수 안경류를 대체하지 않습니다. 고객은 전문가의 지시에 따라 UV 흡수 안경류를 계속 사용해야 합니다.

clariti®, CooperVision®, MyDay®, MyDay Energys®, live®, MiSight® and Proclear® 는 The Cooper Companies, Inc. 및 그 자회사의 등록상표입니다.

©2023 CooperVision SA09487 Rev #4 09/2023

Product specifications

콘택트렌즈에 대해 자세히 알아보려면 여기를 참조하세요.
www.coopervision.co.kr



제품명 Product	정점 굴절력 Sphere Power (DS)*	원주 굴절력 Cylinder Power (DC)	원주 축 Axis °	ADD 도수 Add Power (D)	디자인 Design	착용기간 Wear Schedule & Replacement Frequency	내면곡률반경 Base Curve (mm)	렌즈 직경 Diameter (mm)	렌즈 재질 Material USAN	함수율 Water content (%)	산소 투과율 Oxygen transmissibility Dk/t†	자외선 투과율 UV Blocking‡ & Class	가시성 색조 Visibility Tint
 Biofinity®	-12.00 to -6.50 (0.50 단위) -6.00 to -0.25 (0.25 단위) +0.25 to +6.00 (0.25 단위) +6.50 to +8.00 (0.50 단위)	— — —	— — —	— — —	Asphere	연속착용 소프트렌즈 30 days replacement Extended wear 14 days/13 nights;	8.6	14.0	실리콘 하이드로겔 comfilcon A	48	171	No	Yes
 Biofinity® XR	-20.00 to -12.50 (0.50 단위) +8.50 to +15.00 (0.25 단위)	— — —	— — —	— — —	Asphere	연속착용 소프트렌즈 30 days replacement Extended wear 14 days/13 nights;	8.6	14.0	실리콘 하이드로겔 comfilcon A	48	171	No	Yes
 Biofinity Energys®	-12.00 to -6.50 (0.50 단위) -6.00 to plano (0.25 단위) +0.25 to +6.00 (0.25 단위) +6.50 to +8.00 (0.50 단위)	— — —	— — —	— — —	Asphere	연속착용 소프트렌즈 30 days replacement Extended wear 14 days/13 nights;	8.6	14.0	실리콘 하이드로겔 comfilcon A	48	171	No	Yes
 Biofinity® toric	-10.00 to -6.50 (0.50 단위) -6.00 to plano (0.25 단위) +0.25 to +6.00 (0.25 단위) +6.50 to +8.00 (0.50 단위)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10 to 180 (10 steps)	— — —	Toric	연속착용 소프트렌즈 30 days replacement Extended wear 14 days/13 nights;	8.7	14.5	실리콘 하이드로겔 comfilcon A	48	116	No	Yes

† (@-3.00DS) x 10⁻⁹ [(cm/sec) x (ml O₂)/(ml x mmHg)]

‡ UV 흡수 콘택트렌즈는 눈과 주변 부위를 완전히 덮지 않기 때문에, 자외선 흡수 고글 또는 선글라스와 같은 보호용 UV 흡수 안경류를 대체하지 않습니다. 고객은 전문가의 지시에 따라 UV 흡수 안경류를 계속 사용해야 합니다.

* 근시 제품의 Plano 렌즈 사용 가능 여부는 시장 또는 고객에 따라 다를 수 있습니다.